

醫用面罩空氣交換壓力試驗裝置

Model AEP14777

符合 CN14777 規範



規格:

流量範圍:0-10.0 公升/分鐘,精確度: $\pm 1\%$

壓力範圍:0-10.0 mmH₂O/ Cm²,精確度: $\pm 2\%$.

(最高可調至 25 mmH₂O/ Cm²)

反應時間:0.5 – 15 秒

測試面積:4.9 平方公分(直徑 25MM)

顯示幕:7 吋觸控銀幕附無線滑鼠.顯示流量,交換壓力值與壓力平均值.

操作安全:需兩手同時啟動.(可更改為單鍵操作)

氣源:壓縮空氣 1Kg/ Cm² 以上

電源:110Volt,60Hz.

宸昶企業有限公司

電話: (02) 27039390

電郵: allfield@ms14.hinet.net

網址: www.allfield.com.tw