

# 醫用面罩對合成血液穿透阻力試驗裝置

## Model RPB14776

符合 CN14776, ASTM F 1862 規範



### 規格:

控制器:可控制送液用壓力:0.000-0.700Mpa

時間設定 0.01 – 99.99 Sec

控制閥:氣動驅動,最小輸出量 8  $\mu$ L,操作壓力 0.35 – 0.5 Mpa

顯示:LED 數位顯示

液體儲存桶:1 公升不銹鋼桶,具洩壓閥.

試樣固定架:不銹鋼製寬 600mm 深 300mm 高 300mm

試樣支撐匣:透明壓克力製,具 XY 軸,可前/後與左/右微調.

氣源: 7 Kg/cm<sup>2</sup>

電源:AC100-240V,50/60Hz.

宸昶企業有限公司

電話: (02) 27039390

電郵: [allfield@ms14.hinet.net](mailto:allfield@ms14.hinet.net)

網址: [www.allfield.com.tw](http://www.allfield.com.tw)