

醫用面罩材料細菌過濾效率試驗裝置 (BFE)

Model BFE14775

符合 CN14775, ASTM F 2101-01 規範

設備包含:

- 1.精密穩壓閥
- 2.高效率過濾器
- 3.霧化器
- 4.玻璃氣霧腔
- 5.氣霧冷凝管
- 6.精密流量計
- 7.微生物取樣器
- 8.抽氣泵浦
- 9.進料泵浦



規格:

進料泵浦: 4 滾輪蠕動泵, 流量控制範圍: 0.004 – 75 ML/Min, 可編程,

RS-232 雙向控制, 使用 PharMed 管, 可高溫高壓滅菌.

玻璃氣霧腔: 使用耐熱玻璃可高溫高壓滅菌, 管徑 80mm, 長度 600mm.

霧化器: 不銹鋼本體, 可高溫高壓滅菌.

精密穩壓閥: 數位顯示, 可調範圍: 0.8 – 29.0 Psi.

精密流量計: 刻劃 150mm, 精度: $\pm 2\%$.

微生物取樣器:

階層	噴孔孔徑 (mm)	孔數	截取粒徑(Micron)
第一階	1.18	400	7.0 以上
第二階	0.91	400	4.7 - 7.0
第三階	0.71	400	3.3 - 4.7
第四階	0.53	400	2.1 - 3.3
第五階	0.34	400	1.1 - 2.1
第六階	0.25	400	0.65 - 1.1

宸昶企業有限公司

電話: (02) 27039390

電郵: allfield@ms14.hinet.net

網址: www.allfield.com.tw